

Лабораторный смеситель

[illegible]
$$\begin{aligned} & \mathbb{H} \mathbb{Q} \mathbb{P} \mathbb{W} \ 5 \mathbb{K} \ \ddot{\mathbb{U}} \ \mathbb{W} \mathbb{I} \mathbb{P} \ \# \mathbb{B} \ \mathbb{Z} \mathbb{Z} \ \ddot{\mathbb{U}} \ \mathbb{W} \mathbb{W} \\ & \mathbb{I} \ \mathbb{C} \ \mathbb{B} \mathbb{K} \mathbb{I} \ \mathbb{I} \ \mathbb{P} \mathbb{W} \mathbb{I} \mathbb{I} \ \mathbb{I} \ = \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & \mathbb{H}Q_3 \sim \mathbb{U}BK \oplus QP\bar{W} \oplus KW \\ & \Gamma \hat{C} \hat{BK} \hat{\Gamma} \sim \mathbb{U}P\bar{W}\hat{\Gamma} \hat{\Gamma} = \end{aligned}$$

interscience



Применение: микробиологический и химический анализ пищевой, косметической, фармацевтической продукции, образцов из окружающей среды и др.

MiniMix: исследование биоптатов, анализ на губкообразную энцефалопатию и др.; JumboMix: исследование на трихинеллез,

ӨЙГЖЖЪЫҚБұрғыр ГГ



BagMixer[®] 400 P

- Сплошная дверца, скорость 8 колеб./сек.
- Регулируемый таймер: 30 - 210 сек. или непрерывная работа
- Регулируемые лопасти



BagMixer[®] 400 W

- Дверца с окном, скорость 8 колеб./сек.
- Регулируемый таймер: 30 - 210 сек. или непрерывная работа
- Регулируемые лопасти
-

Для идеальной работы



BagMixer[®] 400 VW

- Дверца с окном
- Регулируемая скорость: 6 - 9 колеб./сек.
-

Лоток для стока