



Ватман

Фильтровальная система для микробиологического контроля

MBS I Фильтровальная система для микробиологического контроля MBS I разработана для автоматизации процесса отбора проб; она гарантирует стерильность фильтрации и стерильность пробы. Автомат для подачи мембранного фильтра и подающего устройства (коллектора) поможет вам избежать необходимости в стерилизации. Благодаря легкому доступу к мембранам вы сможете сэкономить до 50% затрат на анализ.

Свойства и преимущества

- **Модульная конструкция.** 2-местный вакуумный модуль можно подключить к 4- или 6-местным вакуумным коллекторам.
- **Сокращение продолжительности анализа.** Отсутствие необходимости в стерилизации воронок или подложки для фильтра позволяет сократить время анализа до 50%.
- **Большой объем воронки.** Стерильные воронки для MBS I вмещают 350 мл жидкости, то есть на 40% больше, чем стандартные 250-мл воронки.
- **Регулируемые "раздатчики мембран"** можно установить друг на друга, чтобы работать с мембранами двух типов одновременно.
- **Не требует пламени.** Система работает без пламени, что делает ее безопасной и готовой к аттестации.
- **Экономичность.** Полипропиленовые мембраны выдерживают до 50 раз, что снижает расходные материалы.
- **Простота работы.** Простой дизайн обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам для простого обслуживания и сохранения стерильности.
- **Снижение риска обсеменения.** Технология предотвращения перекрестного загрязнения.

Применение

- Анализ питьевой воды
- Анализ сточных вод
- Анализ безалкогольных напитков
- Анализ пива
- Анализ молока
- Анализ фармацевтических и косметических средств

Рабочий процесс (продолжение)

Ватман -- мировой лидер в области технологий разделения и хорошо известен в научном мире благодаря своим инновационным методам и продукции для биологических исследований. Наше стремление к упрощению работы поможет ускорить вашу научную работу, сократить расходы и сэкономить время.

Whatman -- зарегистрированная торговая марка компании Whatman group.

3. Жидкость наливается в воронку и подключается вакуум

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, УКРАИНЫ И
БЕЛОРУССИИ

компания "СИМАС"

Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1
тел/факс (495)781-21-58, 311-22-09, 319-22-78

info@simas.ru

www.simas.ru

Наш филиал в Украине:

simaslab@ukrpost.ua

4. Мембрана легко вынимается для инкубации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	Описание	Шт/уп.	Кат. №
AS 220	2-местный вакуумный коллектор	1	10 445 890
Подающее устр-во для воронок	Автоматич. подающее устройство	1	10 445 870
Воронки 100 мл	ПП (автоклавировуются)	20	10 445 861
Воронки 100 мл	АБС-пластик (не автоклавировуются)	20	10 445 865
Воронки 350 мл	ПП (автоклавировуются)	20	10 445 866
Раздатчик мембран E	Подающее устройство	1	10 477 110
Пакеты для автоклавирования	Для автоклавирования воронок MBS I	20	10 445 868
Стойка для соединения	Для работы с двумя раздатчиками мембран	1	10 477 112
AS 220/2	Переходник для резьбы 1/4"	1	10 445 892
Ножная педаль	Ножная педаль управления подачи мембран	1	10 477 113
Раздатчик мембран	Ручное подающее устройство	1	10 477 100

Лидер в технологиях разделения